

Schnell und einfach zum natürlichen Sehen

## Wöhlk launcht neue multifokale Contactlinse **CONTACT INDIVIDUAL MULTI FEN<sup>®</sup>**

*Schönkirchen, 29.01.2025* | Das Thema Personalmangel ist auch in der Augenoptik allgegenwärtig. Daher hat sich der Contactlinsenhersteller Wöhlk das Ziel gesetzt, den Zeitaufwand bei der Anpassung der individuellen Contactlinsen in den Augenoptik-Fachgeschäften zu verringern. Dabei hilft die FEN<sup>®</sup> Vision Technology, welche Wöhlk eigens in Schönkirchen entwickelte. Die Buchstaben FEN stehen dabei für Fast / Easy / Natural Vision – die Contactlinsen verhelfen deren Träger/innen also schnell und einfach zum natürlichen Seheindruck bei Presbyopie.

Nun ist die erste individuelle weiche Contactlinse mit FEN<sup>®</sup> Vision Technology auf dem Markt: Die 6-Monatslinse **CONTACT INDIVIDUAL MULTI FEN<sup>®</sup>**. „Vor rund 1,5 Jahren haben wir mit der formstabilen wöhlk MULTI FEN<sup>®</sup> unsere erste Contactlinse mit FEN<sup>®</sup> Vision Technology für die Korrektur von Presbyopie gelauncht. Das Kundenfeedback war durchweg positiv, und so freuen wir uns, dass wir diese schnelle und einfache Art der Anpassung jetzt auch auf unsere CONTACT INDIVIDUAL MULTI übertragen konnten“, berichtet Torven Ziehmer, Leiter Professional Services und Kundenmanagement bei Wöhlk. „Damit öffnen wir unsere etablierte 6-Monatslinse für noch mehr Augenoptiker/innen. Denn für diejenigen Anpasser/innen, die sich bislang nicht an die vermeintlich schwierige Anpassung multifokaler individueller Contactlinsen herantrauen, ist dieses Produkt besonders geeignet.“ Erste Kundenstimmen loben vor allem die schnelle Gewöhnung der Träger/innen an diese Contactlinse sowie die geringeren Halos.

Die CONTACT INDIVIDUAL MULTI FEN<sup>®</sup> ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung dank der unkomplizierten Parameterauswahl. Diese Contactlinse ist sowohl sphärisch als auch torisch-prismatisch (TP) lieferbar in Durchmessern zwischen 12,40 und 15,10 mm. Die verfügbaren sphärischen Stärken reichen von -30,00 bis +30,00 Dioptrien, die TP-Variante ist mit Zylindern von -0,50 bis -8,00 (in 0,25er Abstufungen) sowie Achslagen in 1er-Abstufungen von 1 bis 180 Grad

erhältlich. Die Wahl des geeigneten FEN<sup>®</sup> Stärkenprofils erfolgt additionsunabhängig. Die CONTACT INDIVIDUAL MULTI FEN<sup>®</sup> wird in Schönkirchen aus zwei Wöhlk-eigenen Materialien gefertigt. Standardmäßig als Biohydrogel ausgeliefert, ist sie alternativ auch als Silikonhydrogel erhältlich.

Die CONTACT INDIVIDUAL MULTI FEN<sup>®</sup> ist ab sofort unter [shop.woehlk.com](http://shop.woehlk.com), telefonisch oder per E-Mail bei Wöhlk bestellbar. Ein übersichtlicher Anpassleitfaden hilft den Augenoptiker/innen bei der Auswahl der richtigen Linse.

---

*Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten*

#### **Über die Wöhlk Contactlinsen GmbH**

Mit der Erfindung der Contactlinse begründete Heinrich Wöhlk vor über 75 Jahren nicht nur die moderne Kontaktoptik, sondern legte auch den Grundstein für die Wöhlk Contactlinsen GmbH. Heute ist unser Unternehmen Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Materialien, Herstellungsverfahren und Produkte. Geforscht, entwickelt und produziert wird in Schönkirchen bei Kiel, dem Firmenstammsitz mit Forschungslabor, Entwicklungsabteilung und Contactlinsenstudio. Unter der Leitung von Geschäftsführerin Hiroko Aikawa arbeiten hier insgesamt rund 130 hochqualifizierte und -spezialisierte Fachkräfte an einer gemeinsamen Vision: Überlegene Contactlinsen für bestmögliche Sehqualität und höchsten Tragekomfort.

Seit 2020 ist die Wöhlk Contactlinsen GmbH eine Tochtergesellschaft des japanischen Kontaktlinsenherstellers SEED Co, Ltd. Diese Kooperation gewährleistet eine starke Position auf dem internationalen Markt und ermöglicht außerdem ein umfassendes Produktportfolio: Während Wöhlk Experte für individuelle Contactlinsen ist, konzentriert sich SEED Contact Lens auf die Produktion von Tageslinsen. [www.woehlk.com](http://www.woehlk.com)

#### **Pressekontakt:**

**Anna-Lena Band** | T.: +49 431 991 1552 | Mail: [anna.band@woehlk.com](mailto:anna.band@woehlk.com)